

جهاز فحص سكر الدم

جهاز فحص السكر هو جهاز صغير يقوم بتحليل قطرة صغيرة من دمك لمعرفة مستوى الجلوكوز (السكر) في دمك في أي وقت.

اقرأ النشرة المرفقة مع الجهاز واتبع التعليمات لجعل الجهاز جاهزاً للاستخدام.



كيفية استخدام جهاز فحص السكر

1. اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون

2. ضع الإبرة في جهاز الوخز المخصص

3. ضع شريحة الفحص في جهاز الفحص

4. قم بوخز طرف إصبعك بلطف بواسطة جهاز الفحص

5. ضع نقطة دم على الشريحة وانتظر لثوانٍ حتى تظهر قراءة السكر على شاشة الجهاز

6. تخلص من الإبرة و الشريحة بشكل آمن (أما في حاوية الأدوات الحادة أو حاوية بلاستيكية مقاومة للثقب مع غطاء لولبي محكم الاغلاق)

قد توجد اختلافات بين جهاز وآخر حسب الشركة المصنعة،
قم بالتواصل مع الشركة المصنعة عند وجود أي استفسار حول الجهاز.
أو قم بسؤال الطبيب أو الصيدلي.

